

HbA1c Analyzer



Boronate Affinity	طريقة الفحص
4uL	حجم نموذج قليل
Whole blood, Fingertip Blood	يقبل عدة أنواع من النماذج
أقل من ٣ دقيقة	وقت الفحص قليل
لإمكانية عمل Two level control	دقيق جدا
HbA1c: 4.0%~15%(NGSP) (140.45mmol/mol(IFCC)~20.22	مدى واسع للفحص
٣ خطوات فقط	سهولة الاستخدام
USB (يجهز مع طابعة خارجية) مع وجود مخرج Bluetooth و LIS ويدعم	طباعة النتيجة
شاشة لمس سعة 3.5" ووزن 10,000 نتيجة فحص	مريح للعمل
NGSP & IFCC, CE	حاصل على شهادات



الوكيل الحصري في العراق

أفلو للأجهزة الطبية و المختبرية

office@aflo.td.com

www.aflo.td.com

اربيل
0750 604 4404

السليمانية
0770 681 5747

بغداد
0771 608 6395

العمارة
0770 562 4669

الانبار
0790 238 8611

البيصرة
0783 330 0730

واسط
0771 608 6395

كربلاء
0780 316 9876

كركوك
0770 135 0023

الموصل
0771 455 3667



شركة أفلو للأجهزة الطبية والمختبرية



aflo.td



@aflo.td



Arasat Al-Hindia Dist.929 st.21, Villa 32 Baghdad Iraq